



CLEANSTART BEDSIDE KIT

Ειδικό kit για την πρόπλυση των ενδοσκοπίων με σφουγγαράκι και ενζυματικό απορρυπαντικό Endozime SLR με τεχνολογία Bioclean.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΙΤ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΡΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Η εύχρηστη συσκευασία του προϊόντος περιέχει ένα σφουγγάρι **Endozime SLR** ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό του εξωτερικού των ενδοσκοπίων και έτοιμο προς χρήση ενζυματικό διάλυμα **Endozime SLR Bioclean Technology** για αναρρόφηση μέσα στα κανάλια του ενδοσκοπίου.

Το ενζυματικό διάλυμα **Endozime SLR Bioclean Technology** είναι ενισχυμένο με την τεχνολογία **Bioclean** ώστε να είναι το μόνο ικανό να απομακρύνει τα συνθετικά λιπίδια και τους **αδιάλυτους πολυσακχαρίτες** οι οποίοι εσωκλείουν το **Biofilm** πετυχαίνοντας έτσι την απόλυτη εξάλειψη του βιολογικού φορτίου, biofilm καθώς και τυχόν υπολειμμάτων από τα απολυμαντικά ή άλλες χημικές ουσίες. Το **CleanStart Bedside Kit** απομακρύνοντας το Biofilm διευκολύνει τον καθαρισμό και εμποδίζει το ρύπο να στεγνώσει πάνω στο ενδοσκόπιο πριν από τον καθαρισμό και την απολύμανση, αμέσως μετά την εξέταση.

- ◇ Ξεκινάει ο καθαρισμός αμέσως αποτρέποντας την στερεοποίηση του ρύπου στα ενδοσκόπια.
- ◇ Απομακρύνει τα υπολείμματα του ρύπου, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών λιπιδίων.
- ◇ Το **Endozime SLR** είναι ένα συνεργικό μείγμα πρωτεάσης, αμυλάσης, λιπάσης, καρμπουδράσης και ιδιόκτητων ενζύμων, ενισχυμένο με bioclean Technology κατάλληλο για όλα τα ενδοσκόπια, άκαμπτα ή εύκαμπτα.
- ◇ Έχει ουδέτερο pH, μη διαβρωτικό, 100% βιοδιασπώμενο με εύκολο ξέβγαλμα.
- ◇ Είναι μίας χρήσης ώστε να αποφεύγεται η διασπορά της μόλυνσης.
- ◇ Η συσκευασία έχει πλατύ και σταθερό πάτο ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή του δοχείου.

Ι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι

1. Αμέσως μετά την ενδοσκόπηση σκουπίστε το εξωτερικό του ενδοσκοπίου με το ειδικό σφουγγάρι Endozime SLR εμποτισμένο με το ενζυματικό διάλυμα.
2. Τοποθετήστε την άκρη του ενδοσκοπίου μέσα στη συσκευασία του Cleanstart Bedside Kit και αναρροφήστε από το κανάλι βιοψίας/αναρρόφησης μέχρι να αδειάσει η συσκευασία. Αν χρησιμοποιείται τη συσκευασία των 500ml αναρροφήστε για 30 δευτερόλεπτα.
3. Ξεπλύνετε με νερό και αέρα μέσα από το κανάλι νερού/αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ενδοσκοπίων.
4. Μετά τη χρήση πετάξτε το σφουγγάρι μαζί με την άδεια συσκευασία.
5. Τοποθετήστε το ενδοσκόπιο σε ένα δοχείο ή σακούλα μεταφοράς και μεταφέρετέ το στο χώρο που γίνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 TEM X 250ml | 1 TEM X 500ml

Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ID 29663) σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7.04.2014)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ CE: PESKETT SOLUTIONS LTD.

Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. από την εταιρεία THE RUHOF CORPORATION. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το EN ISO 15883.