

EXEOL D aspi

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό – απορρυπαντικό για καθημερινό καθαρισμό και απολύμανση των εσωτερικών επιφανειών των σωλήνων αναρρόφησης που συνδέονται με την οδοντιατρική μονάδα

Μη αφρίζουσα σύνθεση για την αποφυγή διακοπών στην αναρρόφηση.

Διπλή δράση: καθαρίζει και απολυμαίνει σε ένα βήμα. Δραστικό σε 15 λεπτά (βακτηριοκτόνο, ζυμομυκητιακό, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με περιβλήμα.

Με ευχάριστο άρωμα λεμόνι. pH 9.5 – 10.5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρασκευή διαλύματος:

Με σωλήνα αναρρόφησης : 1 λίτρο νερό + 20 mL exeol D aspi.

Για 2 σωλήνες αναρρόφησης : 2 λίτρα νερό + 40 mL exeol D aspi.

Αραιώστε 2% (20mL/L νερού) σε ένα δοχείο που περιέχει νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της οδοντιατρικής μονάδας, αναρροφήστε το αραιωμένο διάλυμα στους σωλήνες αναρρόφησης αμέσως μετά την παρασκευή.

Χρόνος επαφής : 15 λεπτά. Τηρήστε τον συνιστώμενο χρόνο επαφής.

Ξεπλύνετε με νερό.

Απορρίψτε το αραιωμένο διάλυμα μετά από κάθε χρήση.

Οι εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων αναρρόφησης καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, στο τέλος της ημέρας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ 6 X 1 LT (Δοσομετρικό μπουκάλι των 20ml)

ΚΙΒΩΤΙΟ 2 X 5 LT

TO BE DILUTED



TO BE DILUTED



RINSING



Κανάρη 12 & Χρυσ. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 | 210 6657864
www.gatex.gr | info@gatex.gr

Gatex
Medical Supplies

EXEOL D aspi

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ : Ρυπαρές συνθήκες, 2% (20ml), 20° C

	TESTS	ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΑΡΑΙΩΣΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 13727 EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,	2% - 15 min
Ζύμοκτόνο	EN 13624 EN 14562	Candida albicans	0.5% - 15 min
Φυματιοκτόνο	EN 14348 EN 14563	Mycobacterium terrae	2% - 15 min
Ιοκτόνο σε ιούς με περίβλημα*	EN 14476 EN 16777	Vaccinia virus ¹ Elstree strain	2% - 15 min
Δραστικό στον ανθρώπινο ιό έρπητα τύπου 1	EN 14476 EN 17111	Human Herpesvirus type 1 strain HF	0.5% - 15 min

*1 Ο ιός της δαμαλίτιδας είναι ο αντιπροσωπευτικός ιός των ιών με περίβλημα, που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως για παράδειγμα: Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)· Ιός ηπατίτιδας C (HCV)· Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)· Herpesviridae (ιός έρπητα)· Κορονοϊός· Ιοί γρίπης, λύσσας, ερυθράς, ιλαράς· ...

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ενεργά συστατικά : N-(3-αμινοπροπυλ)-N'δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, χρωστική, άρωμα και έκδοχα.	Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. UFI: THC9-00CX-500X-N79S

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.