

EXEOL D drill

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για καθαρισμό και απολύμανση με εμβάπτιση περιστρεφόμενων εργαλείων.

Είναι κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και σε συσκευές πλύσης υπερήχων.

Καθαρίζει και απολυμαίνει σε ένα βήμα.

Δεν περιέχει χλώριο ή χλωρίδιο, προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα των περιστρεφόμενων εργαλείων: Χρησιμοποιεί έναν αντιμικροβιακό παράγοντα με βάση το οργανικό τεταρτοταγές άλας αμμωνίου. Περιέχει έναν χηλικό παράγοντα μεταλλικών ιόντων.

Δραστικό σε 15 λεπτά (βακτηριοκτόνο, ζυμομυκητιακό και ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα)

Με ευχάριστο άρωμα μέντας. pH 7 – 8.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τα περιστρεφόμενα εργαλεία στο διάλυμα, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως βυθισμένα.

Καθαρίστε και βουρτσίστε τα περιστρεφόμενα εργαλεία όπως απαιτείται.

Χρόνος επαφής : 15 λεπτά. Τηρήστε τον συνιστώμενο χρόνο επαφής.

Ξεπλύνετε τα περιστρεφόμενα εργαλεία με νερό και στεγνώστε τα καλά πριν από την αποστείρωση. Το χρησιμοποιημένο διάλυμα πρέπει να αλλάζει μετά από κάθε χρήση.

DOUBLE
ACTION

READY TO
USE

CHELATING
AGENT

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ 6 X 2 LT

ΚΙΒΩΤΙΟ 2 X 5 LT

EXEOL D drill

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ : Βρώμικες συνθήκες, έτοιμο προς χρήση, 20° C :

	TESTS	ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 13727 EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	10 min
Ζυμοκτόνο	EN 13624 EN 14562	<i>Candida albicans</i>	5 min
Ιοκτόνο σε ιούς με περίβλημα ¹	EN 14476 EN 17111	Vaccinia virus ¹ , Elstree strain	15 min

*1 Ο ιός της δαμαλίτιδας είναι ο αντιπροσωπευτικός ιός των ιών με περίβλημα, που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως για παράδειγμα: Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)· Ιός ηπατίτιδας C (HCV)· Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)· Herpesviridae (ιός έρπητα)· Κορονοϊός· Ιοί γρίπης, λύσσας, ερυθράς, ιλαράς· ...

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Κατιονικός αντιμικροβιακός παράγοντας, μη ιονικό επιφανειοδραστικό, παράγοντας απομόνωσης, χρωστική, άρωμα και έκδοχα.	Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. UFI: GJ69-NOAW-EOO7-8EH1

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.