

EXEOL D print

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Συνέργεια τριών δραστικών συστατικών για ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα.

Δραστικό από 30 δευτερόλεπτα (βακτηριοκτόνο, ζυμομυκητιοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα).

Υψηλή καλυπτική ισχύς του διαλύματος (ST < 29mN/m).

Κατάλληλο για διαφορετικούς τύπους αποτυπωμάτων: αλγινικά, βινυλοπολυσιλοξάνιο ή πολυαιθέρες.

Άχρωμο και άοσμο υγρό. pH 6 – 7.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το exeol D print χρησιμοποιείται αδιάλυτο σε αποτύπωμα που έχει προηγουμένως ξεπλυθεί με νερό για την αφαίρεση αίματος, βλέννας και τυχόν άλλων υπολειμμάτων.

Ψεκάστε ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του αποτυπώματος.

Χρόνος επαφής: από 30 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης. Τηρήστε τον συνιστώμενο χρόνο επαφής.

Μην ξεπλύνετε.

Τοποθετήστε το αποτύπωμα σε ατομική συσκευασία σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού αποτύπωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ 12 X 1 LT spray

BROAD
SPECTRUM

READY TO
USE

EXEOL D print

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ : Καθαρές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση, 20° C :

	TESTS	ΜΙΚΡΟ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 sec
	EN 17387	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	
Ζυμοκτόνο	EN 13624 EN 17387	<i>Candida albicans</i>	30 sec
Ενεργό σε <i>Candida auris</i>	EN 13624 EN 17387	<i>Candida auris</i>	30 sec
Μυκητοκτόνο	EN 13624 EN 17387	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>	15 min
Φυματικοκτόνο	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i>	30 sec
Μυκοβακτηριοκτόνο	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	5 min
Ιοκτόνο σε ιούς με περιβλήμα ¹	EN 14476 EN 16777	Vaccinia virus ¹ , Elstree strain	30 sec
Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος	EN 14476 EN 16777	Adénovirus, Norovirus	3 min
Ενεργό σε SARS-CoV-2 Coronavirus & Rotavirus	EN 14476	SARS-CoV-2/Coronavirus isolate, Rotavirus strain SA-11	30 sec

*1 Ο ιός της δαμαλίτιδας είναι ο αντιπροσωπευτικός ιός των ιών με περίβλημα, που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως για παράδειγμα: Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)· Ιός ηπατίτιδας C (HCV)· Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)· Herpesviridae (ιός έρπητα)· Κορονοϊός· Ιοί γρίπης, λύσσας, ερυθράς, ιλαράς· ...

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Συνέργεια τριών δραστικών συστατικών: αιθανόλη, χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο, DMPAP.	Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. UFI: U9GU-86WQ-JY26-DG91

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.