

EXEOL SEPT E2

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ pH

Συμπυκνωμένο ενζυματικό διάλυμα για καθαρισμό και απολύμανση επεμβατικών και μη επεμβατικών ιατρικών εργαλείων και συσκευών πριν από την αποστείρωση ή την τελική απολύμανση. Για χρήση με βυθισμό και σε συσκευές πλύσης υπερήχων. Κατάλληλο για χειρουργικά εργαλεία, αυλοειδή εργαλεία και εύκαμπτα / άκαμπτα ενδοσκόπια.

- Η δράση του απορρυπαντικού ενισχύεται από επιφανειοδραστικές ουσίες σε συνδυασμό με ένα ενζυματικό δίδυμο.
- Δραστικό σε 5 λεπτά με αραιώση 0,4% (βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα).
- Δραστικό σε 30 λεπτά με αραιώση 1% σε *Mycobacterium terrae* (φυματιοκτόνο).
- Αποδεδειγμένη απόδοση καθαρισμού σε biofilm σύμφωνα με το πρότυπο NF EN ISO 15883-5: 2021.
- Περιέχει έναν εύκολα βιοδιασπώμενο παράγοντα απομόνωσης για ιόντα μετάλλων και αλκαλικών γαιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραίωση συμπυκνωμένου διαλύματος και χρόνος επαφής ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης: **0.4% (4mL/L) – 5 min** ή **1% (10mL/L) – 30min**

Ανοίξτε και αποσυναρμολογήστε τα εργαλεία και τοποθετήστε τα στο διάλυμα, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως βυθισμένα.

Καθαρίστε, βουρτσίστε και ξεπλύνετε τα εργαλεία ή τα κανάλια όπως απαιτείται.

Ξεπλύνετε καλά με νερό. Το χρησιμοποιημένο διάλυμα πρέπει να αλλάξει μετά από κάθε χρήση.

Τα εργαλεία μπορούν να μείνουν στο διάλυμα για 72 ώρες, δεδομένου ότι τηρούνται οι σωστές αραιώσεις με βάση τον πίνακα αποτελεσματικότητας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ : 6 x 1L

ΚΙΒΩΤΙΟ : 4 x 5L + 1 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 20mL



EXEOL SEPT E2

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ pH

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : Ρυπαρές συνθήκες στους 20° C

	TESTS	ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.4%	5 min.
	EN 14561			
Ζυμοκτόνο	EN 13624	<i>Candida albicans</i> Additional strain: <i>Candida auris</i>	0.4%	5 min.
	EN 14562			
Ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα ¹	EN 14476	Vaccinia virus ¹ Elstree strain	0.4%	5 min.
	EN 17111			
Φυματιοκτόνο	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i>	1%	30 min.
	EN 14563			

¹ Ο ιός της δαμαλίτιδας είναι ο αντιπροσωπευτικός ιός των ιών με περίβλημα, που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως για παράδειγμα: Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)· Ιός ηπατίτιδας C (HCV)· Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)· Herpesviridae (ιός έρπητα)· Κορονοϊός· Ιοί γρίπης, λύσσας, ερυθράς, ιλαράς· ...

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Didecyldimethylammonium chloride, non-ionic surfactant, enzymes (protease and lipase), dye, fragrances and excipients.	pH (συμπ.): 7 - 8 pH (αραιωμ.): 6.1 - 7.1 Άρωμα : Λεμόνι Χρώμα : Διαυγές μπλε	Να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση. UFI: HVF9-R09E-4007-EJ19

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.