

EXEOL GTA 2%

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα με γλουταραλδεΰδη 2% για απολύμανση με εμβάπτιση ιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων, χωρίς να αφρίζει. Δεν είναι οξειδώτικο ή διαβρωτικό όταν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης.

Δραστικό έναντι των σπόρων του Clostridium difficile. Χρόνος επαφής από 15 λεπτά.

Έλεγχος εγκυρότητας του διαλύματος με ταινία (μέτρηση του επιπέδου γλουταραλδεΰδης).

Χρησιμοποιείται αδιάλυτο σε καθαρά εργαλεία και ενδοσκόπια. Παραμένει ενεργό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 30 ημέρες.



WITHOUT ACTIVATOR

HIGH LEVEL

READY TO USE

TEST STRIPS

MANUAL SOAKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αδειάστε την απαιτούμενη ποσότητα από το περιεχόμενο του μπουκαλιού σε δοχείο εμβάπτισης.

Τοποθετήστε τα εργαλεία ή τα ενδοσκόπια στο διάλυμα, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως βυθισμένα.

Χρόνος επαφής : από 10 λεπτά, ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης. Βλ. πίνακα αποτελεσματικότητας.

Ξεπλύνετε καλά

Ελέγχετε τακτικά την εγκυρότητα του διαλύματος χρησιμοποιώντας τις ταινίες ελέγχου **exeol strips GTA 2%.** Είναι 100% ευαίσθητες και ακριβείς όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

Βυθίστε την ταινία ελέγχου για 1 δευτερόλεπτο στο διάλυμα.

Ανακινήστε αμέσως ελαφρά την ταινία για να αφαιρέσετε το επιπλέον υγρό από πάνω της.

Σε 15 δευτερόλεπτα παρατηρήστε το χρώμα της ταινίας και συγκρίνετέ το με τα στοιχεία αναφοράς στη συσκευασία των ταινιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΠΟΥΚΑΛΙ exeol GTA 2% : 4 ΤΕΜ x 5L

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ exeol strips GTA 2% : ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ



Κανάρη 12 & Χρυς. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 I 210 6657864
www.gatex.gr I info@gatex.gr

Gatex Medical Supplies

EXEOL GTA 2%

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : Καθαρές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση, στους 20° C

	TESTS	ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 13727 EN 14561	*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae*	10 min.
Μυκητοκτόνο	EN 13624 EN 14562	*Candida albicans, Aspergillus brasiliensis*	10 min.
Φυματιοκτόνο	EN 14348 EN 14563	*Mycobacterium terrae*	10 min.
Μυκοβακτηριοκτόνο	EN 14348 EN 14563	*Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium*	15 min.
Ιοκτόνο	EN 14476	*Poliovirus, Adenovirus, Norovirus*	10 min.
	EN 17111	*Adenovirus, Norovirus*	
Σποροκτόνο έναντι *Clostridium difficile*	EN 17126	*Clostridium difficile*	30 min.
Σποροκτόνο	EN 17126	*Bacillus cereus, Bacillus subtilis*	60 min.

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γλουταραλδεύδη 2% και πρόσθετα	pH : 4.8-5.2 Άρωμα: Χωρίς άρωμα Χρώμα : Πράσινο	Να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση. UFI: 7E59-20CP-E00S-PYX6

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.

Κανάρη 12 & Χρυς. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 I 210 6657864
www.gatex.gr I info@gatex.gr

Gatex Medical Supplies