

exeol strips GTA 2%

Ταινίες ελέγχου διαλύματος γλουταραλδεύδης

Ταινίες ελέγχου για το προιόν exeol GTA 2% με γλουταραλδεύδη 2%



100 STRIPS

15 SEC.

TEST STRIPS

Οδηγίες Χρήσης

1. Βυθίστε τις ταινίες **exeol strips GTA 2%** για 1sec στο διάλυμα **exeol GTA 2%.**
2. Βγάλτε και κουνήστε λίγο την ταινία ώστε να φύγει το επιπλέον υγρό.
3. Ακριβώς 15sec μετά παρατηρείστε το χρώμα και συγκρίνετε με τις παρακάτω εικόνες.

ΕΝΕΡΓΟ

Χρώμα: Ενιαίο ροζ.

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ

Χρώμα: Ροζ με κίτρινα σημεία.

Οι ταινίες ελέγχου **exeol strips GTA 2% είναι** 100% ευαίσθητες και ακριβείς όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε άλλες ταινίες της αγοράς.

Συσκευασία

- 100 ταινίες ελέγχου ανα σωληνάριο

Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις ταινίας: 5.5 x 95 mm.
- Διαστάσεις δείκτη: 5.5 x 5.0 mm.
- Διάρκεια μέχρι τη λήξη κλειστό: 2,5 years.
- Διάρκεια μέχρι τη λήξη μετά το άνοιγμα: μέχρι την ημερομηνία λήξης
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 4-30 °C.
- Συνθήκες αποθήκευσης: αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο και σε υγρασία

Προφυλάξεις

Διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση του.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟ:

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ exeol
A SODEL DIVISION

FT-EXEOL_STRIPS_GTA_2%-EN-01_2025-06