Gatex Medical Supplies

Κανάρη 12 & Χρυσ. Σμύρνης, Γλυκά Νερά, 153 54 I ΤΗΛ. 210 6395792, 210 6657864 I FAX. 210 6012336 www.gatex.gr I e-mail: info@gatex.gr

EXEOL OPA strips

Ταινίες μέτρησης ορθοφθαλδεύδης

Ταινίες μέτρησης για τον προσδιορισμό της ορθοφθαλδεύδης για το διάλυμα exeol OPA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Βυθίστε τη λωρίδα ελέγχου **exeol OPA** για 1 δευτερόλεπτο στο **exeol OPA**.
2. Αμέσως μετά, ανακινήστε ελαφρά τη λωρίδα για να απομακρύνετε την περίσσεια υγρού.
3. Ακριβώς 60 δευτερόλεπτα μετά την αφαίρεση από **το exeol OPA**, παρατηρήστε το χρώμα της περιοχής δοκιμής και συγκρίνετέ το με τα παρακάτω οπτικά πρότυπα αναφοράς.

Μην διαβάζετε ποτέ το χρώμα πριν περάσουν 60 δευτερόλεπτα (1 λεπτό) από την αφαίρεση.

 ΕΝΕΡΓΟ

Χρώμα δείκτη: ομοιόμορφο ροζ (ενδέχεται να παρατηρηθούν περιστασιακά μικρές λευκές κηλίδες).

 ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ

Χρώμα του δείκτη: ροζ με κιτρινωπές κηλίδες.

Η ταινία μέτρησης **OPA της exeol** έχει 100% ευαισθησία και ειδικότητα, όταν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε καμία άλλη ταινία μέτρησης που διατίθεται στην αγορά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

- Σωληνάριο με 50 ταινίες μέτρησης:

Χαρακτηριστικά	Προφυλάξεις
• Διαστάσεις ταινίας μέτρησης: 5,5 x 95 mm. • Διαστάσεις ταινίας ένδειξης: 5,5 x 5,0 mm. • Διάρκεια ζωής: 2 έτη. • Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα: έως την ημερομηνία λήξης. • Θερμοκρασία αποθήκευσης: 4-30 °C. • Συνθήκες αποθήκευσης: αποφύγετε την έκθεση των ταινιών μέτρησης στο ηλιακό φως και την υγρασία.	Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.