

EXEOL OPA

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗ

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα με βάση την ορθοφθαλδεΰδη για υψηλού βαθμού απολύμανση με εμβάπτιση κατάλληλο για χειρουργικά εργαλεία και ενδοσκοπία.

- Έτοιμο προς χρήση διάλυμα. Δραστικό έως και για 30 ημέρες.
- Χρόνος δράσης από 5 λεπτά.
- Δραστικό στα σπόρια του Clostridium difficile.
- Έλεγχος της εγκυρότητας του διαλύματος με δοκιμαστική ταινία (μέτρηση του επιπέδου ορθοφθαλδεΰδης).
- Ελαφρώς αρωματισμένο διάλυμα.



HIGH LEVEL

PH NEUTRAL

READY TO USE

MANUAL SOAKING

TEST STRIPS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείται αδιάλυτο σε καθαρά εργαλεία ή ενδοσκόπια.
Κατά την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τον δακτύλιο ασφαλείας πριν ξεβιδώσετε το καπάκι.

Μεταφέρετε το περιεχόμενο στο δοχείο εμβάπτισης. Βυθίστε πλήρως τα εργαλεία ή ενδοσκόπια στο διάλυμα ώστε να καλύπτονται τελείως. Χρόνος επαφής, από 5 λεπτά, ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης. Ξεπλύνετε καλά.

Ελέγχετε τακτικά την εγκυρότητα του διαλύματος χρησιμοποιώντας τις δοκιμαστικές ταινίες exeol strips OPA.

Ταινίες exeol OPA:

Βυθίστε την ταινία ελέγχου για 1 δευτερόλεπτο στο απολυμαντικό διάλυμα. Κουνήστε αμέσως ελαφρά την ταινία για να αφαιρέσετε την επιπλέον υγρό από πάνω της.
Ακριβώς **60 δευτερόλεπτα** μετά την αφαίρεση της ταινίας, παρατηρήστε το χρώμα της περιοχής δοκιμής και συγκρίνετέ το με τα οπτικά στοιχεία αναφοράς στη συσκευασία.

Ποτέ μην διαβάζετε το χρώμα λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα (1 λεπτό) μετά την αφαίρεση.

Οι ταινίες exeol OPA είναι ευαίσθητες και 100% ακριβείς, εφόσον τηρείται η διαδικασία χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ : 4 ΤΕΜ Χ 5L

Κουτί με 50 Ταινίες ελέγχου exeol strips OPA

Κανάρη 12 & Χρυς. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 | 210 6657864
www.gatex.gr | info@gatex.gr

Gatex Medical Supplies

EXEOL OPA

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : Καθαρές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση, 20° C

	TESTS	ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 13727 EN 14561	*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,*	5 min
Μυκητοκτόνο	EN 13624 EN 14562	*Candida albicans, Aspergillus brasiliensis*	5 min
Μυκοβακτηριοκτόνο	EN 14348 EN 14563	*Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium*	5 min
Ιοκτόνο	EN 14476 EN 17111	*Poliovirus, Adenovirus, Norovirus* *Adenovirus, Norovirus*	5 min
Σποροκτόνο έναντι Clostridium difficile	EN 17126	*Clostridium difficile*	15 min
Σποροκτόνο	EN 17126	*Bacillus subtilis, Bacillus cereus*	30 min

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ορθοφθαλδεύδη 0,55% και προσθετα	pH : 7 - 8 Χρώμα : Μπλε Διαυγές	Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση. NW49-107C-K00T-QXET

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.

Κανάρη 12 & Χρυς. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 I 210 6657864
www.gatex.gr I info@gatex.gr

Gatex Medical Supplies