

EXEOL SURF OPTIMAL

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εφαρμογή σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: Για καθαρισμό και απολύμανση με σκούπισμα των επιφανειών επεμβατικών και μη επεμβατικών ιατροτεχνολογικών εξοπλισμών και θερμοκοιτίδων.

Εφαρμογή βιοκτόνου προϊόντος : Για καθαρισμό και απολύμανση με σκούπισμα επιφανειών, επίπλων και βαρέος εξοπλισμού.

- Πρωτότυπος συνεργιστικός συνδυασμός δύο αντιμικροβιακών δραστικών συστατικών (φαινόμενο SCALE).
- Δραστικό από 2 λεπτά (βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα).
- Αποτέλεσμα καθαρισμού ενισχυμένο από ένα επιφανειοδραστικό που έχει επιλεγεί για να προσφέρει χαμηλή επιφανειακή τάση (ST < 27 mN/m).

Ευρεία συμβατότητα με υλικά. Κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.



ALCOHOL FREE

SCALE effect

FROM 2 MIN.

READY TO USE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψεκάστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια για να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί είναι καλυμμένη (± 6mL/m², σε απόσταση 20-30cm από την επιφάνεια).

Χρόνος επαφής από 2 λεπτά, ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης.

Μετά τον απαιτούμενο χρόνο επαφής, αφήστε το να στεγνώσει ή σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Μην ξεπλύνετε (εκτός από επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με βλεννογόνους ή τρόφιμα ή εάν απαιτείται περαιτέρω βήμα απολύμανσης).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ : 12 x 750ML spray
ΠΑΝΑΚΙΑ : exeol wipes optimal



Κανάρη 12 & Χρυς. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 | 210 6657864
www.gatex.gr | info@gatex.gr

Gatex Medical Supplies

EXEOL SURF OPTIMAL

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ : Ρυπαρές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση, 20° C

	TESTS	ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βακτηριοκτόνο	EN 1276	*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli*	2 min.
	EN 13727 EN 16615	*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae*	
	EN 13727 EN 16615	Additional strains: *Acinetobacter baumannii (Multidrug-resistant), Escherichia coli (Carbapenem-resistant), Klebsiella pneumoniae (Carbapenem-resistant), Staphylococcus aureus (Methicilin-resistant)*	
Ζύμοκτόνο	EN 1650 EN 13624 EN 16615	*Candida albicans* Additional strain: *Candida auris*	2 min.
Δαροτικό έναντι *Aspergillus fumigatus*	EN 13624 EN 17387	*Aspergillus fumigatus*	30 min.
Φυματιοκτόνο	EN 14348	*Mycobacterium terrae*	30 min.
Ιοκτόνο σε ιούς με περίβλημα`	EN 14476 EN 16777	Vaccinia virus` *Elstree* strain	2 min.
Ενεργό σε Norovirus και Rotavirus	EN 14476 EN 16777	Murine Norovirus strain S-99, Rotavirus strain SA-11	15 min.
Ενεργό σε Adenovirus	EN 14476	Adenovirus type 5	45 min.

*1 Ο ιός της δαμαλίτιδας είναι ο αντιπροσωπευτικός ιός των ιών με περίβλημα, που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως για παράδειγμα: Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)· Ιός ηπατίτιδας C (HCV)· Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)· Herpesviridae (ιός έρπητα)· Κορονοϊός· Ιοί γρίπης, λύσσας, ερυθράς, ιλαράς· ...

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ενεργά συστατικά (% w/w): Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (CAS: 68424-85-1) 0.08% Didecyldimethylammonium chloride (CAS: 7173-51-5) 0.16%.	pH: 6.5 - 7.5 Άρωμα : Χωρίς άρωμα Χρώμα : Άχρωμο	Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. UFI: 4C69-M0Y3-T007-XRAW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Φ.: 148252/24 ΚΩΔ.ΠΡ: 0003478

Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. Κατασκευάζεται στην Γαλλία από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.

Κανάρη 12 & Χρυς. Σμύρνης
Γλυκά Νερά, 153 54
Τηλ. 210 6395792 I 210 6657864
www.gatex.gr I info@gatex.gr

Gatex Medical Supplies