



BACTICID AF

Αλκοολούχο σπρέι επιφανειών ταχείας δράσης, με 63% αλκοόλη

Το **Bactacid AF** είναι κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών, ανθεκτικών στις αλκοόλες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, καρέκλες ασθενών, νοσοκομειακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια καθώς και για την απολύμανση σε χώρους υψηλών υγιεινομικών απαιτήσεων όπου η απολύμανση είναι το σημαντικότερο μέσο αποφυγής των λοιμώξεων.

Το **Bactacid AF** εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα. Είναι επίσης αποτελεσματικό σε στελέχη βακτηρίων με ισχυρό περίβλημα λίπους καθώς το αλκοόλ επιτρέπει στο απολυμαντικό να διεισδύσει πιο εύκολα στο περίβλημα λίπους. pH:6.5 - 7.5

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ❖ Νοσοκομεία, χειρουργικές αίθουσες, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, τμήματα αιμοκάθαρσης.
- ❖ Ασθενοφόρα, σταθμοί πρώτων βοηθειών, ιατρεία, εργαστήρια & διαγνωστικά κέντρα, οδοντιατρεία.
- ❖ Ιδιωτική νοσηλεία στο σπίτι.
- ❖ Βιομηχανία τροφίμων και περιοχές επεξεργασίας τροφίμων.
- ❖ Βιομηχανία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.

	ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	TEST METHOD	ΧΡΟΝΟΣ
Είναι Βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA, VRE) Μυκητοκτόνο, Φυματιοκτόνο (M.Avium, M.Terrae) Ιοκτόνο (συμπ. Adeno, Noro, Polio)	Βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	30 sec
	Μυκητοκτόνο	EN13624, EN14562, EN13697	30 sec
	Φυματιοκτόνο	EN14348, EN14563	30 sec
	Ιοί με περίβλημα	EN14476	30 sec
	Norovirus	EN14476	15 sec
	Adenovirus	EN14476	30 sec
Poliovirus	EN14476	120 sec	

ΧΡΗΣΗ: Ψεκάστε (εξασφαλίστε πλήρη κάλυψη), αφήστε βρεγμένη την επιφάνεια για 30sec, σκουπίστε.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / 100GR ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ : Αιθανόλη 57gr, Ισοπροπανόλη 6gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 LT (spray με ενσωματωμένη αντλία)

Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'7.04.2014)

Κατασκευάζεται στην Εσθονία από την εταιρεία CHEMI-PHARM. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN14563. Η κατασκευαστική διαδικασία έχει γίνει με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. Φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών.