



## CHEMIPHARM DES NEW

### Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεΐδες

Το **Chemipharm Des New** είναι άοσμο συμπυκνωμένο υγρό, γενικής χρήσης για τον καθαρισμό και την απολύμανση, χωρίς φωσφατικά και αλδεΐδες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε Νοσοκομεία, θεραπευτήρια, γηροκομεία, βρεφοκομεία, βιομηχανίες τροφίμων, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, σάουνες, ντους, αποδυτήρια, περιβάλλοντες χώρους πισίνας, και οποιοδήποτε χώρο όπου η απολύμανση είναι απαραίτητη.

Το **Chemipharm Des New** περιέχει πολλαπλές ενώσεις τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου που το κάνουν ευρέως αποτελεσματικό ακόμα και σε βακτήρια που αποκτούν ανοχή στα κοινά απολυμαντικά, ως εκ τούτου δεν απαιτεί αντικατάσταση μετά από κάποιο διάστημα.

Έχει ευρύ μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο φάσμα. Καταστρέφει Gram+ και Gram- βακτήρια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά των δερματόφυτων, των ζυμομυκήτων και των μυκήτων της μούχλας.

Λόγω της περιεκτικότητας σε επιφανειοδραστικά το **Chemipharm Des New** έχει και καθαριστική ιδιότητα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε βρεφοκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την απολύμανση των επιφανειών που είναι ανθεκτικές στο νερό συμπεριλαμβανομένου και των παιχνιδιών. Στην περίπτωση χρήσης σε παιχνίδια συνίσταται ξέπλυμα μετά τη χρήση.

Το προϊόν είναι ασφαλές για το περιβάλλον και βιοδιασπώμενο και μπορεί να απορριφθεί στον νεροχύτη. Δεν είναι επιβλαβές για τα άτομα που παραβρίσκονται στον χώρο, καθώς κάθε αλλεργιογόνος παράγοντας έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

pH (συμπυκνωμένο): 11 / pH (αραιωμένο): 9

**Χρήση:** Αραιώστε **0,3 - 1%** / lt νερού για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων ( πατώματα, πόρτες, παράθυρα) και των επίπλων. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Είναι αποτελεσματικό για την εξάλειψη των μυκητιακών ασθενειών των ποδιών και ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων σάουνας, κοινόχρηστα ντους και καμπίνες, χώρους πισίνας, καθώς και μπανιέρες με αραιώση **1%**.

Κατά τη διάρκεια της ιατρικής θεραπείας των μυκητιάσεων των νυχιών και έξι μήνες μετά τη θεραπεία συνιστάται να πλένετε κάλτσες και καλσόν με διάλυμα **0,3%**.

**Χρόνος δράσης: 0.3% - 10 min & 0.5% - 5 min | Για πολύ μολυσμένες επιφάνειες : 1% - 30 min**

**ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:** Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου 7%, ανθρακικό νάτριο, μη-ιονικά επιφανειοδραστικά 5-15%, σύμπλεγμα παραγόντων φόρμουλας.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:** 12 X 1 LT | 3 X 5 LT

**Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'7.04.2014)**

Κατασκευάζεται στην Εσθονία από την εταιρεία CHEMI-PHARM. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια EN 1040, EN 1275, EN 1276. Η κατασκευαστική διαδικασία έχει γίνει με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. Φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών.